

## ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

### ΟΔΗΓΙΕΣ

#### Υλικό Ελέγχου (CRM)

- Ένα (1) δείγμα ελέγχου Α, όγκου 50ml.
- Ένα (1) δείγμα ελέγχου Β, όγκου 20ml.

**Αποθήκευση των δειγμάτων στη συντήρηση και άμεση ανάλυσή του.**

#### Προετοιμασία δείγματος:

1. Αφήνεται το δείγμα σε υδατόλουτρο στους 30°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) για 2 min πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση.
2. Ανακίνηση του δείγματος και ανάλυσή του.