

MILK - SOMATIC CELLS / ΓΑΛΑ - ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Δύο (2) Δείγματα Ελέγχου (CRM)

- Ένα (1) δείγμα (A), όγκου 50ml.
- Ένα (1) δείγμα (B), όγκου 50ml.

Αποθήκευση των δειγμάτων στη συντήρηση και άμεση ανάλυσή τους

Προετοιμασία δείγματος:

1. Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τα δείγματα σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 40 °C (± 2), για 5 – 10 min.
2. Πριν από την ανάλυση, το δείγμα πρέπει να αναμιχθεί σωστά, προκειμένου να καταστεί ομογενές.
3. Συνιστάται η άμεση ανάλυση του δείγματος μετά το άνοιγμά του.