

Σημείο Πήξεως (Σ.Π.) - pH / Γάλα (Milk)

ΟΔΗΓΙΑ

Δύο (2) Δείγματα (CRM):

- Ένα (1) δείγμα (A), όγκου 50ml.
- Ένα (1) δείγμα (B), όγκου 50ml.

Αποθήκευση των δειγμάτων στη συντήρηση και άμεση ανάλυσή τους.

Προετοιμασία δείγματος:

1. Πριν τη χρήση, τοποθετήστε τα δείγματα στο υδατόλουτρο σε θερμοκρασία 30°C (± 2), για 5 min περίπου.
2. Πριν από την ανάλυση, το δείγμα πρέπει να αναμιχθεί σωστά, προκειμένου να καταστεί ομογενές.
3. **Συνιστάτε η άμεση ανάλυση του δείγματος μετά το άνοιγμά του.**